


**Soluciones tampón, estériles****SI Analytics****Soluciones tampón, estériles**

Conforme a DIN 19.266. Valores establecidos a 25°C. Para ser entregadas en frascos de vidrio DURAN. Esterilizadas mediante vapor en caliente. Exactitud $\pm 0,012$ oH. Vienen con un número de lote individual y un certificado del fabricante.



Code	Description	Packaging
LLG09041004	Buffer solutions,pH 4.01, 250 ml	1 pz.
LLG09041007	Buffer solutions,pH 6.87,250 ml28513801	1 pz.
LLG09041009	Buffer solutions,pH 9.18, 250 ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

