

**Soluciones tampón, estériles**

Conforme a DIN 19.266. Valores establecidos a 25°C. Para ser entregadas en frascos de vidrio DURAN. Esterilizadas mediante vapor en caliente. Exactitud  $\pm 0,012$  oH. Vienen con un número de lote individual y un certificado del fabricante.



Code	Description	Packaging
LLG09041004	Buffer solutions,pH 4.01, 250 ml	1 pz.
LLG09041007	Buffer solutions,pH 6.87,250 ml28513801	1 pz.
LLG09041009	Buffer solutions,pH 9.18, 250 ml	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

