

**Pipetas Samco, PE, de uso general y B/B Pet****Thermo Scientific****Pipetas Samco™, PE, de uso general y B/B Pet™****Resultados repetibles**

- Polietileno inerte, no tóxico
- Fabricadas sin agentes desmoldantes que puedan interferir con los resultados de las pruebas

Confianza

- Las puntas cortadas con precisión proporcionan un tamaño de gota uniforme
- Los procesos controlados producen un bulbo uniforme sin comprometer la integridad
- Certificado ISO 13485:2003

Diseño

- Se sujetan fácilmente con guantes de látex 13 no resbalan
- Precisión de punta fina
- Los materiales de embalaje reducen en gran medida las esporas de moho en el aire al entrar en las áreas de prueba

Para cultivos de tejidos y aplicaciones, transferencia de muestras de suero y plasma, cultivo de sangre, análisis de orina.



Code	Description	Packaging
LLG04653952	TRANSFER PIPETS 7.7 ML, NON STERILE PE	500 pezzi
LLG04654047	GENERAL PURPOSE 3 - 1,8 ml 87mm 500 pz	500 pz
LLG04654083	Transfer Pipets 9.3 ml, non-sterile	250 pz
LLG04654086	Transfer Pipets 9.3 ml, large aperture,	250 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

