

**Pipetas Samco, PE, de uso general y B/B Pet****Thermo Scientific****Pipetas Samco™, PE, de uso general y B/B Pet™**

Resultados repetibles

-Polietileno inerte, no tóxico

-Fabricadas sin agentes desmoldantes que puedan interferir con los resultados de las pruebas

Confianza

-Las puntas cortadas con precisión proporcionan un tamaño de gota uniforme

-Los procesos controlados producen un bulbo uniforme sin comprometer la integridad

-Certificado ISO 13485:2003

Diseño

-Se sujetan fácilmente con guantes de látex 13 no resbalan

-Precisión de punta fina

-Los materiales de embalaje reducen en gran medida las esporas de moho en el aire al entrar en las áreas de prueba

Para cultivos de tejidos y aplicaciones, transferencia de muestras de suero y plasma, cultivo de sangre, análisis de orina.



Code	Description	Packaging
LLG04653952	TRANSFER PIPETS 7.7 ML, NON STERILE PE	500 pezzi
LLG04654047	GENERAL PURPOSE 3 - 1,8 ml 87mm 500 pz	500 pz
LLG04654083	Transfer Pipets 9.3 ml, non-sterile	250 pz
LLG04654086	Transfer Pipets 9.3 ml, large aperture,	250 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

