

**Pipetas Samco, PE****Thermo Scientific****Pipetas Samco™, PE****Resultados repetibles**

- Polietileno inerte, no tóxico
- Fabricadas sin agentes desmoldantes que puedan interferir con los resultados de las pruebas

Confianza

- Las puntas cortadas con precisión proporcionan un tamaño de gota uniforme
- Los procesos controlados producen un bulbo uniforme sin comprometer la integridad
- Certificado ISO 13485:2003

Diseño

- Se sujetan fácilmente con guantes de látex 13 no resbalan
 - Precisión de punta fina
 - Los materiales de embalaje reducen en gran medida las esporas de moho en el aire al entrar en las áreas de prueba
- Con graduaciones.



Code	Description	Packaging
LLG04653964	Transfer Pipets 3.9 ml, non-sterile 500	500 pezzi
LLG04653969	Transfer Pipets 5.8 ml, non-sterile 500	500 PZ
LLG04653977	Pipette de transfert 7,5mL NS/500	500 pezzi
LLG04654052	Transfer Pipets 4.8 ml, non-sterile, gra	500 pezzi
LLG04654093	Transfer Pipets, non-sterile 5 ml 250 pz	250 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

