

**Pipetas Samco™, PE**

## Resultados repetibles

- Polietileno inerte, no tóxico
- Fabricadas sin agentes desmoldantes que puedan interferir con los resultados de las pruebas

## Confianza

- Las puntas cortadas con precisión proporcionan un tamaño de gota uniforme
- Los procesos controlados producen un bulbo uniforme sin comprometer la integridad
- Certificado ISO 13485:2003

## Diseño

- Se sujetan fácilmente con guantes de látex 13 no resbalan
  - Precisión de punta fina
  - Los materiales de embalaje reducen en gran medida las esporas de moho en el aire al entrar en las áreas de prueba
- Con graduaciones.



Code	Description	Packaging
LLG04653964	Transfer Pipets 3.9 ml, non-sterile 500	500 pezzi
LLG04653969	Transfer Pipets 5.8 ml, non-sterile 500	500 PZ
LLG04653977	Pipette de transfert 7,5mL NS/500	500 pezzi
LLG04654052	Transfer Pipets 4.8 ml, non-sterile, gra	500 pezzi
LLG04654093	Transfer Pipets, non-sterile 5 ml 250 pz	250 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

