

**Pipetas Samco, PE****Thermo Scientific****Pipetas Samco™, PE**

Resultados repetibles

-Polietileno inerte, no tóxico

-Fabricadas sin agentes desmoldantes que puedan interferir con los resultados de las pruebas

Confianza

-Las puntas cortadas con precisión proporcionan un tamaño de gota uniforme

-Los procesos controlados producen un bulbo uniforme sin comprometer la integridad

-Certificado ISO 13485:2003

Diseño

-Se sujetan fácilmente con guantes de látex 13 no resbalan

-Precisión de punta fina

-Los materiales de embalaje reducen en gran medida las esporas de moho en el aire al entrar en las áreas de prueba

Con graduaciones.



Code	Description	Packaging
LLG04653964	Transfer Pipets 3.9 ml, non-sterile 500	500 pezzi
LLG04653969	Transfer Pipets 5.8 ml, non-sterile 500	500 PZ
LLG04653977	Pipette de transfert 7,5mL NS/500	500 pezzi
LLG04654052	Transfer Pipets 4.8 ml, non-sterile, gra	500 pezzi
LLG04654093	Transfer Pipets, non-sterile 5 ml 250 pz	250 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

