

**Pipetas de punta fina Samco, PE****Thermo Scientific****Pipetas de punta fina Samco™, PE**

Resultados repetibles

-Polietileno inerte, no tóxico

-Fabricadas sin agentes desmoldantes que puedan interferir con los resultados de las pruebas

Confianza

-Las puntas cortadas con precisión proporcionan un tamaño de gota uniforme

-Los procesos controlados producen un bulbo uniforme sin comprometer la integridad

-Certificado ISO 13485:2003

Diseño

-Se sujetan fácilmente con guantes de látex 13 no resbalan

-Precisión de punta fina

-Los materiales de embalaje reducen en gran medida las esporas de moho en el aire al entrar en las áreas de prueba

Para eliminar capas celulares y separar muestras de sangre.



Code	Description	Packaging
LLG04653983	Transfer Pipets 1.5 ml, non-sterile extr	400 pz
LLG04653996	Transfer Pipets 5 ml, non-sterile 250 pz	250 pz
LLG04654008	Transfer Pipets 5.8 ml, non-sterile 500	500 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

