

**Pipetas para usos especiales Samco™, PE, Padl-Pet™**Thermo Elect.LED GmbH  
(Samco)**Pipetas para usos especiales Samco™, PE, Padl-Pet™**

## Resultados repetibles

- Polietileno inerte, no tóxico
- Fabricadas sin agentes desmoldantes que puedan interferir con los resultados de las pruebas

## Confianza

- Las puntas cortadas con precisión proporcionan un tamaño de gota uniforme
- Los procesos controlados producen un bulbo uniforme sin comprometer la integridad
- Certificado ISO 13485:2003

## Diseño

- Se sujetan fácilmente con guantes de látex 13 no resbalan
- Precisión de punta fina
- Los materiales de embalaje reducen en gran medida las esporas de moho en el aire al entrar en las áreas de prueba



Code	Description	Packaging
LLG04654065	Transfer Pipets, non-sterile 25 µl drops	500 PZ



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

