



Pipetas para usos especiales Samco™, PE, Padl-Pet™

Thermo Elect.LED GmbH
(Samco)

Pipetas para usos especiales Samco™, PE, Padl-Pet™

Resultados repetibles

- Polietileno inerte, no tóxico
- Fabricadas sin agentes desmoldantes que puedan interferir con los resultados de las pruebas

Confianza

- Las puntas cortadas con precisión proporcionan un tamaño de gota uniforme
- Los procesos controlados producen un bulbo uniforme sin comprometer la integridad
- Certificado ISO 13485:2003

Diseño

- Se sujetan fácilmente con guantes de látex 13 no resbalan
- Precisión de punta fina
- Los materiales de embalaje reducen en gran medida las esporas de moho en el aire al entrar en las áreas de prueba



Code	Description	Packaging
LLG04654065	Transfer Pipets, non-sterile 25 µl drops	500 PZ



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

