



## Pipetas Samco, PE, SEDI-PET y Q-Pet

### Pipetas Samco™, PE, SEDI-PET™ y Q-Pet™

#### Resultados repetibles


- Polietileno inerte, no tóxico
- Fabricadas sin agentes desmoldantes que puedan interferir con los resultados de las pruebas

#### Confianza

- Las puntas cortadas con precisión proporcionan un tamaño de gota uniforme
- Los procesos controlados producen un bulbo uniforme sin comprometer la integridad
- Certificado ISO 13485:2003

#### Diseño

- Se sujetan fácilmente con guantes de látex 13 no resbalan
  - Precisión de punta fina
  - Los materiales de embalaje reducen en gran medida las esporas de moho en el aire al entrar en las áreas de prueba
- Con tallo estrecho y flexible.



| Code        | Description                              | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG04654016 | Transfer Pipets 4 ml, non-sterile 500 pz | 500 pz    |
| LLG04654024 | Transfer Pipets 4.6 ml, non-sterile 500  | 500 pz    |
| LLG04654028 | Transfer Pipets 15 ml, non sterile 250 P | 250 pz    |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

