



Pipetas Samco, PE, SEDI-PET y Q-Pet

Pipetas Samco™, PE, SEDI-PET™ y Q-Pet™

Resultados repetibles


- Polietileno inerte, no tóxico
- Fabricadas sin agentes desmoldantes que puedan interferir con los resultados de las pruebas

Confianza

- Las puntas cortadas con precisión proporcionan un tamaño de gota uniforme
- Los procesos controlados producen un bulbo uniforme sin comprometer la integridad
- Certificado ISO 13485:2003

Diseño

- Se sujetan fácilmente con guantes de látex 13 no resbalan
 - Precisión de punta fina
 - Los materiales de embalaje reducen en gran medida las esporas de moho en el aire al entrar en las áreas de prueba
- Con tallo estrecho y flexible.



Code	Description	Packaging
LLG04654016	Transfer Pipets 4 ml, non-sterile 500 pz	500 pz
LLG04654024	Transfer Pipets 4.6 ml, non-sterile 500	500 pz
LLG04654028	Transfer Pipets 15 ml, non sterile 250 P	250 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

