



Pipetas Samco, PE, SEDI-PET y Q-Pet

Pipetas Samco™, PE, SEDI-PET™ y Q-Pet™

Resultados repetibles


- Polietileno inerte, no tóxico
- Fabricadas sin agentes desmoldantes que puedan interferir con los resultados de las pruebas

Confianza

- Las puntas cortadas con precisión proporcionan un tamaño de gota uniforme
- Los procesos controlados producen un bulbo uniforme sin comprometer la integridad
- Certificado ISO 13485:2003

Diseño

- Se sujetan fácilmente con guantes de látex 13 no resbalan
 - Precisión de punta fina
 - Los materiales de embalaje reducen en gran medida las esporas de moho en el aire al entrar en las áreas de prueba
- Con tallo estrecho y flexible.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG04654016 | Transfer Pipets 4 ml, non-sterile 500 pz | 500 pz |
| LLG04654024 | Transfer Pipets 4.6 ml, non-sterile 500 | 500 pz |
| LLG04654028 | Transfer Pipets 15 ml, non sterile 250 P | 250 pz |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

