

**Pipetas Samco, PE, extra largas****Thermo Scientific****Pipetas Samco™, PE, extra largas****Resultados repetibles**

- Polietileno inerte, no tóxico
- Fabricadas sin agentes desmoldantes que puedan interferir con los resultados de las pruebas

Confianza

- Las puntas cortadas con precisión proporcionan un tamaño de gota uniforme
- Los procesos controlados producen un bulbo uniforme sin comprometer la integridad
- Certificado ISO 13485:2003

Diseño

- Se sujetan fácilmente con guantes de látex 13 no resbalan
- Precisión de punta fina
- Los materiales de embalaje reducen en gran medida las esporas de moho en el aire al entrar en las áreas de prueba

Para aplicaciones de cultivo de tejidos, muestreo de suero y plasma y cultivo de sangre y análisis de orina.



Code	Description	Packaging
LLG04654033	Transfer Pipets 6 ml, non-sterile, 9 inc	400 pezzi
LLG04654041	TRANSFER PIPETS 23ML, NON-STERILE 12 INC	100 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

