

**Pipetas Samco, PE, extra largas**

Thermo Scientific

Pipetas Samco™, PE, extra largas

Resultados repetibles

- Polietileno inerte, no tóxico
- Fabricadas sin agentes desmoldantes que puedan interferir con los resultados de las pruebas

Confianza

- Las puntas cortadas con precisión proporcionan un tamaño de gota uniforme
- Los procesos controlados producen un bulbo uniforme sin comprometer la integridad
- Certificado ISO 13485:2003

Diseño

- Se sujetan fácilmente con guantes de látex 13 no resbalan
 - Precisión de punta fina
 - Los materiales de embalaje reducen en gran medida las esporas de moho en el aire al entrar en las áreas de prueba
- Para aplicaciones de cultivo de tejidos, muestreo de suero y plasma y cultivo de sangre y análisis de orina.



Code	Description	Packaging
LLG04654033	Transfer Pipets 6 ml, non-sterile, 9 inc	400 pezzi
LLG04654041	TRANSFER PIPETS 23ML, NON-STERILE 12 INC	100 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

