



## Pipettes Samco, PE, extra longues

### Pipettes Samco, PE, extra longues

Résultats reproductibles

-Polyéthylène inerte, non toxique

-Fabriquées sans agents de démoulage qui pourraient influencer les résultats des tests

Fiabilité

-Les pointes à forme précise assurent une taille de goutte toujours régulière

-Des procédés de fabrication contrôlés garantissent des pointes à pipeter uniformes avec une qualité élevée régulière

-Certifiées selon la norme ISO 13485:2003.

Design

-Peuvent être bien tenues avec des gants de protection en latex, sans glisser

-Pointe fine précise

-Un conditionnement spécial réduit nettement le risque de contamination par les spores de moisissures dans l'air, par ex.

Pour des applications de culture de tissus, prélèvement d'échantillons de sérum et plasma et pour les analyses de sang et d'urine.



Code	Description	Packaging
LLG04654041	Pipettes Samco, PE, extra longues, Description Extra longue, 12" , Longueur 300 mm, Ø tige 8,6 mm, Volume 24,1 ml, Stérile -	100 pz
LLG04654044	Pipettes Samco, PE, extra longues, Description Extra longue, 12" , Longueur 300 mm, Ø tige 8,6 mm, Volume 24,1 ml, Stérile -	100 pc



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

