

**Soporte de botellas para TeleScoop, PP/PA****Bürkle****Soporte de botellas para TeleScoop, PP/PA**

TeleScoop es un sistema de muestreo versátil con herramientas intercambiables para una amplia gama de aplicaciones. Las herramientas (vaso angular, vaso pendular, portabotellas, vaso de acero inoxidable y red de inmersión, por ejemplo, para tomar muestras sólidas y orgánicas de los cursos de agua) se fijan a la varilla mediante una práctica junta a presión. Ideal para tomar muestras de baños, tanques, pozos, cursos de agua abiertos, etc. Se pueden alcanzar profundidades de muestreo de hasta 6m con la varilla telescópica de aluminio ajustable.

Soporta botellas de máx. 88mm de diámetro incluyendo una botella de 750ml (Botella de repuesto código 9.072 987). Adecuado para botellas de plástico y de vidrio. Con correa de sujeción rápida universal.



Code	Description	Packaging
LLG09303830	Bottle holder 750 mlPP/Alu, for TeleSco	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

