

**Guantes para sala limpia, Kimtech™ G3, nitrilo**

Kimberly-Clark GmbH

**Guantes para sala limpia, Kimtech™ G3, nitrilo**

Los guantes para sala limpia G3 ofrecen niveles avanzados de protección de procesos y confort en salas limpias ISO 3 o superiores.

- Guantes ambidiestros
- Puño reforzado
- Puntas de los dedos texturizadas
- Sin polvo
- Sin silicona
- AQL 1,5
- Cat III**
- Bolsas de doble forro para una mayor protección 10 x 100 piezas.

Según EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016



| Code        | Description                              | Packaging |
|-------------|------------------------------------------|-----------|
| LLG06264543 | KIMTECH® Pure*G3 gloves size XS Nitrile, | 1000 pz.  |
| LLG07625756 | KIMTECH® Pure*G3 gloves size S Nitrile,  | 1000 pz.  |
| LLG07625757 | KIMTECH® Pure*G3 gloves size M Nitrile,  | 1000 pz.  |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

