

**Guantes para sala limpia, Kimtech™ G3, nitrilo**

Kimberly-Clark GmbH

Guantes para sala limpia, Kimtech™ G3, nitrilo

Los guantes para sala limpia G3 ofrecen niveles avanzados de protección de procesos y confort en salas limpias ISO 3 o superiores.

- Guantes ambidiestros
- Puño reforzado
- Puntas de los dedos texturizadas
- Sin polvo
- Sin silicona
- AQL 1,5
- Cat III**
- Bolsas de doble forro para una mayor protección 10 x 100 piezas.

Según EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016



Code	Description	Packaging
LLG06264543	KIMTECH® Pure*G3 gloves size XS Nitrile,	1000 pz.
LLG07625756	KIMTECH® Pure*G3 gloves size S Nitrile,	1000 pz.
LLG07625757	KIMTECH® Pure*G3 gloves size M Nitrile,	1000 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

