



Puntas de pipeta Qualitix, graduado oblicuo, 200 µ

; l

Puntas de pipeta Qualitix®, graduado oblicuo, 200 µl

La línea Qualitix® de Socorex está hecha exclusivamente de polipropileno libre de metales, virgen, de alto grado. El moldeo por inyección de precisión cuida el ajuste hermético. Los estrictos procedimientos de calidad aseguran la consistencia lote por lote.

- Amplia selección, calidad superior
- El filtro de alta densidad evita la contaminación por aerosoles
- Puntas libres de DNAsa, RNAsa, ATP y pirógenos
- Compatibilidad con varias marcas de pipetas



Code	Description	Packaging
LLG06289219	Pipette tips Qualitix 200µL/1000	1000 pezzi



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

