

**Homogeneizadores de aguas residuales behrotest[®]****Behr****Homogeneizadores de aguas residuales behrotest[®]**

Homogeneizadores behrotest[®]. Con recipientes de muestra transportables. Homogeneizadores para el pretratamiento, división y homogeneización de muestras de agua heterogéneas de acuerdo con las normas de garantía y control de calidad para los exámenes de aguas residuales. Los recipientes de los homogeneizadores están protegidos contra daños en el marco de tipo yema y pueden ser transportados fácilmente por las dos asas. Pueden llenarse en el lugar de la toma de muestras mediante una conexión de entrada aplanada. Las capacidades de 2 a 25 l permiten la extracción y recogida de múltiples muestras. Medición exacta de las cantidades de muestra gracias a la graduación. A continuación, la gradilla de transporte se coloca simplemente en el agitador magnético del laboratorio o en el carro de muestreo y el homogeneizador está inmediatamente listo para su uso. La velocidad del agitador magnético puede ser ajustada por un controlador. De este modo, el usuario puede cumplir con la altura de cono especificada en todos los casos. De este modo se evita que el oxígeno entre en las muestras. Extracción dosificada de la muestra homogeneizada a través de la llave de paso del husillo de PTFE. 12V, con adaptador para la conexión a la red.



Code	Description	Packaging
LLG09920639	Waste water mixer QMR 2	1 pz.
LLG09920640	Wastewater mixer,for 5 ltrs	1 pz.
LLG09920642	Wastewater mixer,for 15 ltrs	1 pz.
LLG09920643	Wastewater mixer,for 20 ltrs	1 pz.
LLG09920644	Wastewater mixer,for 25 ltrs	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

