

**Accesorios para medidor de oxígeno SD 400 Oxi****Tintometer GmbH****Accesorios para medidor de oxígeno SD 400 Oxi**

Sondas ópticas de DO con cable, incl. botella para almacenamiento y calibración y tarjeta Micro SD con datos de calibración.



Code	Description	Packaging
LLG06289502	Prtection cap for sensor SD 400 OXI L	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

