

**Incubadoras serie BD, BF - Linea Classic****BINDER****Incubadoras serie BD, BF - Linea Classic**

Las incubadoras BINDER ofrecen una incubación óptima y los mejores resultados reproducibles, incluso con altos rendimientos de carga durante un funcionamiento a largo plazo.

Serie BD: Incubadores con convección natural.

Serie BF: Incubadores con convección forzada.

Equipamiento:

- Rango de temperatura: 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C
- Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma óptica
- Interfaz R 422 para el software de comunicación APT-COM DataControlSystem
- Puerta interior de vidrio de seguridad templado
- Fuente de alimentación 230 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG06203549	Incubators BF 400, 400 L	1 pz.
LLG09883599	Incubators BD 2321I, with RS 422	1 pz.
LLG09883603	Incubator, Model BD 400, upto 99,9°C,ca	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

