

**Tubo Tygon<sup>®</sup> 3350****Saint Gobain****Tubo Tygon<sup>®</sup> 3350**

Tubo de silicona y platino, Shore A 50. Para sistemas de llenado estéril, analizadores químicos y sanguíneos y cromatografía de líquidos. Biocompatibilidad para aplicaciones sensibles. Según FDA y USP Clase VI, según ISO 10993.

- Rango de temperatura -81 a 200°C
- Superficie interior lisa
- Alta flexibilidad
- Resistente al ozono y a los rayos UV



Code	Description	Packaging
LLG09208380	Tygon® tubing 3.2x6.4x1.6mmtype 3350/15	15 pz
LLG09208381	Tygon® tubing 4.8x8.0x1.6mmtype 3350/15	15 pz
LLG09208382	Tygon® tubing 6.4x9.6x1.6mmtype 3350/15	15 pz
LLG09208383	Tygon® tubing 6.4x11.1x2.4mmtype 335/15	15 m
LLG09208384	Tygon® tubing 8.0x12.7x2.4mmtype 335/15	15 m
LLG09208385	Tygon® tubing 9.5x12.7x1.6mmtype 335/15	15 pz
LLG09208386	Tygon® tubing 12.7x15.9x1.6mmtype 33/15	15 pz
LLG09208387	Tygon® tubing 12.7x17.5x2.4mmtype 33/15	15 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

