



## Gradillas para pipetas serológicas

Heathrow Scientific LLC

### Gradillas para pipetas serológicas

Protege y permite organizar las pipetas tanto de plástico como de vidrio. Cuatro compartimentos angulados disponibles: para pipetas de 0,1 a 50 ml o envases de acceso fácil. Dimensiones (An x L x Alt): 88 x 291 x 401 mm

- Modelo de material acrílico pesado proporciona clara desde cualquier ángulo
- Modelo ABS donde se ha recortado la ventana de visualización. Dispone de dos accesorios desmontables para las peras de goma, auxiliares de pipeteado o bombas
- Modelo ABS magnetizado (Cat. No. 6.243 232) que dispone de imanes en ambos lados de la gradilla permitiendo que esta se pueda montar en cualquier superficie metálica



Code	Description	Packaging
LLG06243231	Pipet rack, blue ABS 4 Cases	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

