

**Bombas de membrana doble, sin aceite****Lutz Pumpen****Bombas de membrana doble, sin aceite**

Bombas de membrana doble accionadas por aire a presión, sin aceite, ofrecen la solución ideal para el transporte de líquidos viscosos, corrosivos, abrasivos e inflamables. Las bombas se encuentran disponibles en los materiales de polipropileno (PP), PVDF y PA. La membrana, bolas y asientos se suministran en TPV (NBR-PP) y PTFE. Se pueden transportar partículas de hasta 1,6 mm de diámetro.

**Especificaciones:****Cantidad máxima transportada: 16 l/min****Altura de aspiración seca: 6 m****Presión de trabajo: min. 1,4 bar/max. 6,8 bar****temperatura max. 66°C****Soporte aspiración/presión 1/4" BSP IG**



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

