

**Bombas centrífugas horizontales, acopladas magnéticamente**

Estas nuevas bombas de accionamiento magnético están diseñadas para bombear ácidos, bases, mezclas de ácidos y bases, disolventes, productos fotoquímicos en baños de eliminación de álcalis, baños galvánicos, así como líquidos radioactivos, estériles, caros o altamente corrosivos. Las bombas no tienen juntas. El impulsor es impulsado por la fuerza magnética de los imanes externos, por lo que no se requiere un sello mecánico. Como la carcasa de la bomba está herméticamente sellada, no puede haber fugas. El uso de imanes permanentes de alto rendimiento asegura altas fuerzas de transmisión incluso a temperaturas elevadas.

- viscosidad de hasta 20 mPas
- bomba completa con motor con bridas

Bomba de accionamiento magnético de 15 vatios: Motor 230V, material PP (reforzado con fibra de vidrio), acero inoxidable (eje), Viton® (junta tórica), conexión de tubería 14mm

Bomba de accionamiento magnético de 29 vatios: Motor 230V, material PP (reforzado con fibra de vidrio), cerámica (eje), Rulon (cojinete guía), Viton® (junta tórica), succión/descarga G ¾" OT (BSP)



Code	Description	Packaging
LLG09880360	Magnetic centrifugal pump TMB-10-WR---V	1 pz
LLG09880361	Magnetic centrifugal pump TMB-20-WR---V	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

