

**Jarras Nalgene®; PP**Thermo Elect.LED GmbH
(Nalge)**Jarras Nalgene™, PP**

Jarras con tapón de rosca de PP blanco. El gran asa de transporte y la boquilla desplazada facilitan el vertido. A prueba de fugas.



Code	Description	Packaging
LLG07048128	Tanica Nalgene, tipo 2221, 4 litri	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

