



**Jarras Nalgene®; PP**

Thermo Elect.LED GmbH  
(Nalge)

**Jarras Nalgene™, PP**

Jarras con tapón de rosca de PP blanco. El gran asa de transporte y la boquilla desplazada facilitan el vertido. A prueba de fugas.



Code	Description	Packaging
LLG07048128	Tanica Nalgene, tipo 2221, 4 litri	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

