



Probetas graduadas, DURAN<sup>®</sup>, forma alta, clase B, graduación en ámbar

Hirschmann

**Probetas graduadas, DURAN<sup>®</sup>, forma alta, clase B, graduación en ámbar**

Calibradas en IN(TD). Con pico y base de vidrio hexagonal, línea corta. Mejores tolerancias que los requisitos de clase B. Con graduación duradera en ámbar. DIN EN ISO 4788.



Code	Description	Packaging
LLG06078159	Measuring cylinders, tall form, B, 5 ml	1 pz.
LLG06200432	Measuring cylinders, tall form, 10 ml	1 pz.
LLG06200433	Measuring cylinders, tall form, 25 ml	1 pz.
LLG06200434	Measuring cylinders, tall form, 250 ml	1 pz.
LLG06510180	Measuring cylinder 100 ml, class B tall	1 pz.
LLG06510181	Measuring cylinder 500 ml, class B tall	1 pz.
LLG06510182	Measuring cylinder 1000 ml, class B tall	1 pz.
LLG06510183	Measuring cylinder 2000 ml, class B tall	1 pz.
LLG07200508	Measuring cylinder 50 ml, class B tall f	1 pz.
LLG07510242	Measuring cylinder 5000 ml, class B tall	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

