



Buretas automáticas según Pellet, con husillo de PTFE y llave de paso intermedia, clase AS,
DURAN[®]

Hirschmann

Buretas automáticas según Pellet, con husillo de PTFE y llave de paso intermedia, clase AS, DURAN[®]

Husillo lateral de PTFE y llave de paso intermedia. Longitud de la escala aprox. 500 mm. Graduación anular de punto principal. Franja de Schellbach. Con identificación de lote fechada. Declaración de conformidad según DIN 12600. Graduación en esmalte azul de alto contraste, según DIN EN ISO 385. Incluye una botella de vidrio transparente de 2 l. Para estos productos, se pueden generar e imprimir informes de calibración de lotes, que son gratuitos, en www.hirschmannlab.com. Se pueden obtener informes de calibración individuales adicionales o certificados DAkkS (antiguos informes de calibración DKD).





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

