



Buretas automáticas según patrón de Schilling, graduación en azul, DURAN<sup>®</sup>

Hirschmann

**Buretas automáticas según patrón de Schilling, graduación en azul, DURAN<sup>®</sup>**

Bureta de flujo rápido con botella de plástico de 500ml (hasta 10ml) o 1000ml (hasta 15ml). Franja de Schellbach y graduación en esmalte azul de alto contraste, longitud de la escala aprox. 330mm.



Code	Description	Packaging
LLG06070009	Automatic burettes acc. Schilling 5 ml	1 pz.
LLG06070072	Automatic burettes acc. Schilling 50 ml	1 pz.
LLG06223256	Burette automatique, secondo Schellbach	1 pz.
LLG07510426	Automatic burettes 10:0,05ml	1 pz.
LLG07510427	Burette automatique, secondo Schellbach	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

