



Platos de cristalización, DURAN[®]

Platos de cristalización, DURAN[®]

- DIN 12337
- Sin pico
- Los platos con capacidad de 100 ml y superior tienen parche de etiquetado
- Tipo de vidrio I / vidrio neutro según USP, EP y JP
- Autoclavables



Code	Description	Packaging
LLG07021081	Crystallising dishes 40mmDURAN without	1 pz.
LLG07021082	Kristal. bowl 50mm without drain Duran	1 pz.
LLG07021085	DISH CRYSTALLIZING 150ML WITHOUT SPOUT	1 pz.
LLG07021086	Crystallising dishes DURAN95mm without	1 pz.
LLG07021087	Crystallising dishes 115mmDURAN without	1 pz.
LLG07021089	Crystallising dishes Duran190 mm withou	1 pz.
LLG07021090	Crystallising dishes DURAN230mm without	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

