

**Tubos capilares para hematocrito****Hirschmann****Tubos capilares para hematocrito**

Capilares desechables para pruebas de centrifugación de sangre, de 75 mm de longitud, con paredes de gran espesor y codificados por colores según la norma DIN 12 772.



Code	Description	Packaging
LLG06200639	Haematocrit capillary tubes, Plain, blue	1000 pz.
LLG07200409	Tubi capillari per ematocrito Tipo Sodi	1000 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

