

**Tubos capilares para hematocrito****Hirschmann****Tubos capilares para hematocrito**

Capilares desechables para pruebas de centrifugación de sangre, de 75 mm de longitud, con paredes de gran espesor y codificados por colores según la norma DIN 12 772.



Code	Description	Packaging
LLG06200639	Haematocrit capillary tubes,Plain, blue	1000 pz.
LLG07200409	Tubi capillari per ematocrito Tipo Sodi	1000 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

