

**Opciones y accesorios para cámara de clima constante HPP****Memmert****Opciones y accesorios para cámara de clima constante HPP**

**Módulo de luz blanca fría 6.500 K:** tiras de LEDs dispuestas en las paredes laterales del interior, 10 para el modelo 110; 14 para los modelos 260, 410 y 750; regulación controlada por programa de 0 a 100 % (en pasos de 1 %); programación de las rampas en combinación con la temperatura y la humedad

**Módulo de luz blanca fría 6.500 K + blanca cálida 2.700 K:** Tiras de luz LED - 10 tiras para el modelo 110; 14 tiras para los modelos 260, 410 y 750 (5 resp. 7 tiras de luz blanco frío alternadas con 5 resp. 7 tiras de luz blanco cálido); en las paredes laterales del interior, regulación controlada por programa de 0 a 100 % (en pasos de 1 %); programación de las rampas en combinación con la temperatura y la humedad



Code	Description	Packaging
LLG06266306	Perforated shelf for HPP750	1



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

