




## Precinto de seguridad

### Precinto de seguridad

El precinto de seguridad se emplea para cerrar con seguridad y almacenar productos. Los cuatro códigos distintos de color sirven para diferenciar además el precinto, en el que está impreso un número de identificación propio individual.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09073295 | Security seal blue for wide-neck bot/10 | 10 pz.    |
| LLG09073296 | Security seal red for wide-neck bott/10 | 10 pz.    |
| LLG09073297 | Security seal yellow for wide-neck b/10 | 10 pz.    |
| LLG09073298 | Security seal green for wide-neck bo/10 | 10 pz.    |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

