



Soluciones tampón de pH

Mettler-Toledo Online GmbH

Soluciones tampón de pH

Soluciones tampón técnicas y soluciones tampón según NIST/DIN para la calibración de electrodos de pH.

Tolerancia: $\pm 0,02$ pH



Code	Description	Packaging
LLG06231104	pH buffer 4,01 DKD certified	250 ml
LLG06231105	pH buffer 7 DKD certified	250 ml



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

