



## Soluciones tampón de pH

Mettler-Toledo Online GmbH

### Soluciones tampón de pH

Soluciones tampón técnicas y soluciones tampón según NIST/DIN para la calibración de electrodos de pH.

Tolerancia:  $\pm 0,02$  pH



Code	Description	Packaging
LLG06231104	pH buffer 4,01 DKD certified	250 ml
LLG06231105	pH buffer 7 DKD certified	250 ml



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

