



Bandejas para fotografía de perfil alto LaboPlast[®], PVC, con molduras en la base

Bandejas para fotografía de perfil alto LaboPlast[®], PVC, con molduras en la base
Resistentes a temperaturas de -30 °C hasta máx. 60 °C.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

