


**Bobinas de accionamiento manual y cables de descenso****Bürkle****Bobinas de accionamiento manual y cables de descenso****Bobinas de accionamiento manual**

- Alta capacidad de bobinado de hasta 150 m para cable de 2 mm de diámetro
- Ancho de la bobina: interior 44 mm, exterior 55mm. Diámetro de la bobina: interior 100 mm, exterior 180 mm.
- Pedir el cable de descenso por separado.

**Cables de descenso**

- Para botellas y cilindros de inmersión, correspondientes a tambores de bobinas accionadas manualmente hechas de varios materiales
- Carga de tracción máx. hasta 10 kg



Code	Description	Packaging
LLG06087044	Dipping vessel SS cable/PTFE-coated 10m	1 pz.
LLG06200263	Manual cable reel PP green without cable	1 pz.
LLG06234815	Manual cable reel Ex, blackwith earthin	1 pz.
LLG07602596	Stainless steel lowering cable 25 m	1 pezzo
LLG07620817	Lowering cable, plastic, 10 m	1 pz.
LLG07637496	Snap hooks V4A	1 pezzo
LLG09303941	Manual cable reel, PP, blackelectricall	1 pz.
LLG09303943	Cable, V2A steel, 10m	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

