

**Electrodo de pH Eutech™, recargable**Thermo Elect.LED GmbH
(Eutech)**Electrodo de pH Eutech™, recargable**

Electrodo de pH con sistema de referencia Ag/AgCl y conector BNC. Con cable de 1 m.

Rango de temperatura: 0 ... 100 °C

Rango de pH: 0 ... 13

Diafragma: 2 x Cerámica

Electrolito: KCl

Longitud / Ø: 110 mm / 12 mm



Code	Description	Packaging
LLG06269202	pH-Electrode, refill double junc glass B	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

