



Gradilla para tubos de ensayo para el incubador de agitación SI500/SI600

Stuart

Gradilla para tubos de ensayo para el incubador de agitación SI500/SI600



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06234298 | Tube rack SI500/1for 64 x 1.5 ml microt | 1 pz. |
| LLG06234299 | Tube rack SI500/3for 12 x 50 ml centrif | 1 pz. |
| LLG09645346 | Tube rack SI500/1for 12 x 50 ml centrif | 1 pz. |
| LLG09645347 | Tube rack SI500/4for 16 x 30 ml univers | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

