

**Cartuchos desionizadores de repuesto, acero inoxidable (V4A)****evoqua****Cartuchos desionizadores de repuesto, acero inoxidable (V4A)**

Intercambiador de iones de acero inoxidable de alta calidad (V4A) resistente a una presión de hasta 10 bares. Alta calidad y longevidad, piezas de acero inoxidable en contacto con el medio. Distribución de agua optimizada.

Sin medidor de conductividad. Pedir por separado.



Code	Description	Packaging
LLG09914432	Spare cartridge for SG-6200-SKwith conn	1 pz
LLG09914437	Spare cartridge for SG-4500-SKwith conn	1 pz
LLG09914442	Spare cartridge for SG-2000-SKwith conn	1 pz
LLG09914452	Spare cartridge for SG-2800-SKwith conn	1 pz
LLG09914506	"Spare cartridge for SG-4500with 3/4"" t	1 pz
LLG09914509	"Spare cartridge for SG-2800with 3/4"" t	1 pz
LLG09914512	"Spare cartridge for SG-2000with 3/4"" t	1 pz
LLG09914587	"Spare cartridge for SG-6200with 3/4"" t	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

