



Puntas Optifit en paquetes FlexiBulk

Sartorius Lab Instruments(Bio)

Puntas Optifit en paquetes FlexiBulk

Las puntas de los paquetes Flexibulk son de la misma calidad que las otras puntas Sartorius Optifit disponibles en gradillas y paquetes de recambios. Las puntas Optifit proporcionan las siguientes ventajas:

- Perfecto ajuste y sellado con pipetas Sartorius para garantizar la máxima exactitud y precisión
- Acoplamiento y expulsión ergonómica y ligera de la punta permitida por la característica Optiload de las pipetas Sartorius Picus® NxT, Picus®, eLINE®, mLINE® y Proline® Plus
- Compatibilidad con la mayoría de marcas de pipetas
- Materiales, incluido el paquete FlexiBulk PET, 100% aptos para ser utilizados como residuos energéticos
- Cumplimiento de las normas de calidad ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06251309 | Optifit-Pipette tips 1-10 ml/250 | 250 pezzi |
| LLG07607378 | Optifit-Pipette tips 1-5 ml pack of /100 | 100 pezzi |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

