




## Tubos de vacío, silicona

### Tubos de vacío, silicona

Caucho de silicona (VMQ), transparente, dureza de 60 Shore A, apto para el contacto alimentario, resistente a la temperatura de -60 a 200°C (de corta duración hasta 260°C), adecuado para las bombas peristálticas. De acuerdo con la normativa BFR XV, FDA CFR 21 ó 177.2600, Farmacopea Europea (EP) / DAB, de biocompatibilidad/citotoxicidad (USP clase 1-6). Validación de la prueba de hemólisis, pirogenicidad, sensibilización, irritación dermatológica, implantación (90 días) conforme a la norma ISO 10993-1. Suministrado por metros.



Code	Description	Packaging
LLG06050803	Silicone Vacuum tubing Ø 8x16 mm	1 m
LLG06052545	SILICONE tubing 7X3MM 60A	1 m
LLG06077451	Silicone Vacuum tubing Ø 8x18 mm	1 m



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

