

**Mini incubadora****Corning BV****Mini incubadora**

La incubadora compacta es adecuada para aplicaciones microbiológicas y hematológicas, como el cultivo de placas de Petri, placas de microtitulación y otros recipientes de pequeño volumen. La incubadora se suministra con un inserto.

- Volumen interior de 9,2 l
 - Puerta con gran ventana
 - Puerto para cables en la parte trasera
 - Puerto para un termómetro en la parte superior
 - Control analógico
 - 3 niveles de estantes
 - I5110A-MLR adicionalmente con Mini LabRollerä y asador para tubos de 1,5 ml, 15 ml y 50 ml
- Rango de temperatura: Amb. + 5 °C ... 60 °C
Volumen interior: 9,2 l
Dimensiones externas (An x L x Alt): 285 x 280 x 335 mm
Dimensiones internas (An x L x Alt): 230 x 200 x 200 mm
Peso: 8,3 kg
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG06240755	Mini Incubator230 V, incl. EU & UK powe	1 pz.
LLG06260842	Mini Incubator230 V, with Mini Lab Roll	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

