

**Triturador de mordazas PULVERISETTE 1 classic line (2 modelos)****Fritsch****Triturador de mordazas PULVERISETTE 1 classic line (2 modelos)**

Ideal para la pretrituración rápida por lotes o continua de materiales muy duros o medianamente duros, quebradizos y resistentes en las áreas de minería y metalurgia, química, geología y mineralogía, industria del vidrio, industria cerámica, rocas y suelos. La finura final puede establecerse fácilmente desde el exterior (son posibles 10 etapas diferentes).

**Material de suministro:**

Con mordazas de trituración y paredes laterales de apoyo de acero templado. Las trituradoras también están disponibles en otros voltajes y con mordazas de trituración y paredes de apoyo laterales de acero inoxidable, acero sin cromo, carburo de tungsteno de metal duro, óxido de circonio y acero al manganeso.

**Modelo I // Modelo II**

**Tamaño máximo de la alimentación:** aprox. 60 mm//aprox. 95 mm

**Rendimiento:** hasta 140 kg/h // hasta 200 kg/h

**Ancho de hendidura (finura final):** 1 hasta 15 mm // 1 hasta 15 mm

**Requisitos de suministro:** 400 V/3, 50 Hz // 400 V /3, 50 Hz

**Dimensiones (An x L x Alt):** 400 x 800 x 800 mm // 400 x 800 x 800 mm

**Peso neto:** 177 kg // 205 kg



Code	Description	Packaging
LLG09519213	Jaw crushers pulverisette 1,j	1 pz.
LLG09519223	Jaw crushers pulverisette 1,j	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

