

**Microtubos estándar 3810 X, PP****Eppendorf SE****Microtubos estándar 3810 X, PP**

- El tapón plano y esmerilado y el área de marcado en el cuerpo del tubo ofrecen un amplio espacio para el etiquetado.
- Apertura y cierre simplificados gracias a la mejora de la geometría del cuello/capuchón
- Graduados de 0,1 a 1,5 ml en el cuerpo del tubo
- Se pueden esterilizar en autoclave cuando están abierto (a 121°C durante 20 minutos)
- Pueden centrifugarse hasta 30000 xg en rotores de ángulo fijo (hasta 70000 xg en rotores giratorios)
- Compatibles con micropistilos



Code	Description	Packaging
LLG09409317	Standard reaction tubes 1,5ml with/1000	1000 pz.
LLG09409337	Reaction tubes 1,5ml, bluepack of /1000	1000 pz.
LLG09409338	Reaction tubes 1,5ml, yellowpack o/1000	1000 pz.
LLG09409339	Reaction tubes 1,5ml, greenpack of/1000	1000 pz.
LLG09409347	Reaction tubes 1,5ml, redpack of 1/1000	1000 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

