



Cronómetro portátil DELTA E 200

Cronómetro portátil DELTA E 200

- 65 memorias con evaluación, búsqueda rápida/memoria
- Gran pantalla LCD de 2,5 líneas con altura de caracteres de 7 mm
- Indicador de nivel de batería
- Ventanilla de función para LAP, SHORT-LAP, hora normal. Indicador de fecha, así como tiempo de split predeterminable a partir de la hora de tiempo real
- Tecla de selección de funciones MODE
- Pantalla y tecla de memoria.
- Función Pacer (1 - 300 pasos/min)
- Función Countdown
- Countdown y cronómetro se pueden utilizar al mismo tiempo.



Code	Description	Packaging
LLG09262530	Hand stopwatches,LCD-display, black	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

